

Link do produktu: <https://camils.pl/mezoterapia-iglowa-rolka-derma-roller-540-igiel-p-189.html>

## MEZOTERAPIA IGŁOWA ROLKA DERMA ROLLER 540 IGIEŁ



Cena	<b>7,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>78077979</b>

### Opis produktu

## ROLKA MASUJĄCA DO MEZOTERAPII

**Derma Roller System to urządzenie do łatwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, również w warunkach domowych.**

**Przeznaczony jest do zabiegów twarzy, a także skóry głowy. Posiada 540 igieł ze stali nierdzewnej.**

**Roller doskonale usuwa martwy naskórek, poprawia krążenie krwi, a także pobudza produkcję kolagenu w skórze.**

**Używany na skórę głowy wzmacnia cebulki włosów oraz przeciwdziała wypadaniu włosów.**

**Umożliwia aplikację kremów, koncentratów i związków aktywnych w głębokie warstwy skóry, dzięki czemu przyspiesza ich działanie.**

### Dla kogo Derma Roller System ?

- dla kobiet w każdym wieku
- dla osób borykających się z problemami skóry
- dla osób z bliznami, niedoskonałościami skóry twarzy (np. pory, przebarwienia)
- dla Pań z rozstępami, cellulitem

**Dzięki systematycznemu stosowaniu pobudza naturalne procesy wytwarzania kolagenu i elastyny co z kolei zapewnia:**

- redukcję cellulitu, zgrubień podskórnych, nierówności skóry
- niweluje zmarszczki, przebarwienia skóry oraz rozszerzone naczynka krwionośne
- ujędrnia skórę wokół powiek, na policzkach jak i w kącikach ust
- blizny i rozstępy stają się mniej widoczne
- spowalnia proces utraty włosów

**DERMA ROLLER jest znakomitą alternatywą dla drogich zabiegów laserowych oraz plastycznych.**

**Uwaga !!! W warunkach domowych, zaleca się używać urządzenia nie częściej niż jeden zabieg co 3 tygodnie (częstotliwość**

---

zabiegów należy dopasować do rodzaju skóry - zalecana konsultacja dermatologiczna).

#### **Cechy produktu:**

- **Poprawia rysy twarzy**
- **Intensywnie i długotrwanie regeneruje**
- **Poprawia elastyczność, kolor i nawilżenie skóry**
- **Wygładza blizny i zmarszczki**
- **Zmniejsza cellulit**
- **Zmniejsza łysienie**
- **Posiada 540 igieł**
- **Doskonale usuwają martwy naskórek**
- **Długość: 13,5 cm**
- **Średnica rolki: 2 cm**
- **Długość igieł 0,75mm**

#### **Zestaw zawiera:**

- **Rolka masująca**
- **Firmowe opakowanie**
- **Dowód zakupu**

#### **Jak wykonać zabieg?**

**Krok 1 - 15 min przed rozpoczęciem koniecznie należy oczyścić roller oraz zdezynfekować miejsce, które będzie poddane zabiegowi. Można wykorzystać do tego zwykły spirytus salicylowy.**

**Krok 2 - W celu zmiękczenia skóry przed zabiegiem warto wziąć gorący prysznic lub kąpiel. Nie tylko ułatwi to urządzeniu penetrację skóry, ale również pozwoli na dłużej zachować igłom ich właściwości.**

**W przypadku wykonywania rolowania na twarzy należy dokładnie oczyścić skórę i nawilżyć ją gorącą parą.**

**Krok 3 - Wybrany fragment skóry wałkujemy rollerem około 10 razy w każdą stronę - góra, dół, lewo, prawo oraz na skos z obu stron.**

**Krok 4 - Nakładamy odpowiednio przeznaczony do tego krem, nie myjemy skóry do końca dnia w którym został wykonany zabieg.**

**Dobierając kosmetyki do stosowania po nakłuciu skóry, należy brać pod uwagę indywidualne uwarunkowania. Zaleca się wcześniejszą konsultację z dermatologiem w celu dobrania odpowiedniej substancji.**